

NOUVEAUTÉS PRODUIT

MOBILIT

Forte de ses 19 ans d'expérience dans la manutention et la logistique, l'entreprise Adap'Table ne cesse d'innover et d'améliorer la qualité et la durabilité de ses produits afin de répondre à vos besoins. Tout cela dans un but qui nous tient à cœur : **combattre les troubles musculosquelettiques (TMS)** sur vos lieux de travail. Dans cette démarche, nous vous présentons aujourd'hui des évolutions dès à présent disponibles sur notre produit phare : **le MOBILIT**.


Né il y a plus de 10 ans, nous comptons aujourd'hui plusieurs centaines d'exemplaires en circulation du MOBILIT en France et à l'étranger. Actuellement dans sa version 5, cet équipement emblématique a été conçu pour offrir maniabilité, durabilité et ergonomie pour **le déplacement de lits et brancards médicaux**.


Après une écoute attentive des utilisateurs, voici les évolutions qui prennent effet immédiatement sur les MOBILIT en production. Toutes les modifications présentées ci-dessous peuvent être mises en place en rétrofit sur vos MOBILIT existants :

Evolution des vérins d'ouverture/fermeture des palettes :

- Afin d'accroître la résistance des vérins aux chocs et aux conditions d'utilisation difficiles (longues distances, sols irréguliers), nous avons modifié les vérins pour **une version 6 fois plus résistante à la fatigue que celle actuellement en place**.

Bénéfices : Durée de vie accrue, réduction des coûts de maintenance et optimisation des performances.





Système de sécurisation de la bouteille O2 :

- Suite à des demandes utilisateurs, une solution spécifique a été conçue pour **sécuriser l'accès et le transport de la bouteille O2**.

Bénéfices : réduction des risques de déplacement accidentel de la bouteille, contrôle des utilisateurs, éviter la mauvaise utilisation du système

Personnalisation/covering intégral :

- Un pelliculage complet de votre appareil selon un visuel entièrement personnalisable (photos, création...)

Bénéfices : Intégration parfaite dans votre établissement, adoucissement de l'aspect "machine" du produit en cassant les lignes du châssis



Plateforme avec nouvelles roulettes :

- Ajout de **nouvelles roulettes** sur la plateforme autoportée du MOBILIT.

Bénéfices : Meilleure fluidité de déplacement sur différents types de sols, réduction de l'usure, plateforme plus robuste, confort de transport

Port USB et support pour smartphone :

- Intégration de **ports USB et d'un support adapté** sur l'équipement pour faciliter l'utilisation et la recharge d'équipements mobiles tels que les smartphones

Bénéfices : Gain de temps et confort pour les utilisateurs



Adaptez votre MOBILIT à vos besoins.

Toutes ces évolutions peuvent être ajoutées à vos équipements actuels par un **service de rétrofit personnalisé** (installation après vente).

Pour toute demande de rétrofit de vos produits existants : sav@adap-table.com
pour plus de renseignements sur le MOBILIT : s.damour@adap-table.com

Nous travaillons déjà sur la **version 6 du MOBILIT**. Nous avons encore plusieurs idées majeures pour améliorer le MOBILIT afin de le rendre plus efficace pour vos besoins de brancardages ! Restez connectés, nous vous donnerons de plus amples détails très vite.

ADAP'TABLE, le mouvement à votre mesure.



site internet



LinkedIn